

オプション一覧

■名称 ガーターセット

[腰ベルト×1
 [専用ガーター×1]



DUR 102

■名称

集尿タンク

[集尿タンク×1
 [ワンタッチキャップ×1]



DUR 301

■名称 導尿チューブ

[チューブ1.5M×1
 [チューブコネクタ×1]



DUR 202

■名称

ワンタッチキャップ ワンタッチキャップ×1



DUR 302

■名称

使い捨て吸水シート 吸水シート×10枚



DUR 501


■名称 洗浄ブラシ

洗浄ブラシ×1



DUR 502

各部の名称と同梱品



■名称

レシーバー

[内レシーバー×1
 [外レシーバー×1]



DUR 201

■名称

逆流防止膜A

逆流防止膜A×10枚



DUR 401

■名称

逆流防止膜B

逆流防止膜B×10枚



DUR 402