

セット内容 set content



- ◆レシーバー(受尿器)
- ◆導尿チューブ 1.5m
- ◆集尿タンク 2.8ℓ
- ◆キャップ
- ◆専用ガーター
- ◆逆流防止膜
- ◆吸水シート
- ◆洗浄ブラシ

※ 部品単位でお求めいただくことも可能です。

仕様 Technical Parameter

※仕様は予告なく変更になる場合がございます

商品名	ダンディコリナー	レシーバー	寸法/W5.8 x D13.5 x H6.0cm	重量:約70g
型番	AS-DUR010	集尿タンク	寸法/W30 x D24 x H11cm	重量:約390g

ひと手をかりずに、寝たまま排尿。




サービス & サポート Service & Support

朝日産業株式会社
 Asahi Industry Co.,Ltd.

医療機器事業部 TEL 052-684-6829
 〒456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目11番22号
 FAX (052)671-5196
 E-Mail medical@asahi-sg.co.jp
<http://www.asahi-sg.co.jp/>

— 質の高い、より快適なケアを —

ひと手をかりずに、寝たまま排尿。



ダンディユリナーは装着式の男性用集尿器です。
 臥位(仰向き/横向き)で使用可。
 うつ伏せは不可。
 ※15cm以上の高低差が必要です。



やさしさのカタチ
 心地よい装着感と自然な排尿。
 いつでも快適な睡眠を
 提案いたします。

レシーバー Receiver

肌にやさしい 医療グレードのシリコン	密着しない 波うち多孔の通気構造	柔らかい 触感さらさら、軽量
		スムーズな流れ、 2段式の逆流防止
流れを確保する曲線	クッション性も兼ねた 逆流防止のかえし	やさしくシールする 肉薄の逆流防止膜

専用ガーター Garter



腰上げ不要、フリー調整

集尿タンク Tank



安心の大容量(2.8ℓ)

持ちやすく、
捨てやすいグリップ